

Universitätsklinikum Bonn, Sigmund-Freud-Str. 25, 53127 Bonn

Bonn, den 19.11.2015

Institut für Klinische Chemie
und Klinische Pharmakologie

RUNDSCHREIBEN

Umstellung des Messverfahrens für S100

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

ab Montag, den 23.11.2015 wird für die Bestimmung des S100 ein anderer
Assay (S100; IBL) eingesetzt.


Für den neuen Assay wird Humanserum als Untersuchungsmaterial
benötigt.

Die Cutoff-Werte unterscheiden sich nur unwesentlich:
neuer Assay 0,09 µg/L (alter Assay 0,1 µg/L).

Wie häufig bei der Umstellung von Immunoassays kann es im Einzelfall zu
unerwarteten Messergebnissen kommen. Bei unplausiblen Werten oder
anderen Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer -12132
gerne zur Verfügung.

Wir bitten Sie, diese Änderungen zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen



Prof. Dr. med. Birgit Stoffel-Wagner
- Ärztliche Leiterin des Zentrallabors -

Prof. Dr. med.
Gunther Hartmann
Direktor
Fon: 0228. 287-16080
Fax: 0228. 287-16094
gunther.hartmann@
ukb.uni-bonn.de

Vorzimmer
Christiane Ahlemeyer
Fon: 0228. 287-16080
Fax: 0228. 287-16094
chah@
ukb.uni-bonn.de

Zentrallabor

Prof. Dr. med.
Birgit Stoffel-Wagner
Ärztliche Leiterin
Fon: 0228. 287-12101
Fax: 0228. 287-9012120
birgit.stoffel-wagner@
ukb.uni-bonn.de

Universitätsklinikum Bonn
Sigmund-Freud-Str. 25
53105 Bonn

Vorzimmer
Heike Lommerzheim
Fon: 0228. 287-12101
Fax: 0228. 287-12159
heike.lommerzheim@
ukb.uni-bonn.de